

## Carrozzina elettrica pieghevole URBAN I 400

Carrozzina elettronica pieghevole con batterie a litio incorporate nella tasca posteriore dello schienale. Grazie alla tecnologia litio riesce ad essere facilmente smontabile e da trasportare, grazie al suo peso contenuto. E' resistente e confortevole sia nei percorsi interni che esterni grazie anche alle ruote posteriori da 16" e alle ruote anteriori da 7" in P.U. Il telaio è in alluminio, sostenuto da una doppia crociera saldata, più una barra di stabilità posteriore che garantisce la giusta stabilità durante la marcia. Ulteriori qualità sono il joystick smontabile/retraibile, la cintura pelvica e la possibilità di percorrere con una sola carica sino a 25km grazie alle nuove batterie a litio che permettono una ricarica più veloce rispetto alle classiche carrozzine. Accessoriata di serie il sistema SOFT CUSHION, due imbottiture traspiranti in P.U.



Batteria da 2kg  
facile da estrarre

Larghezza fuori tutto  
52 cm nella misura 43cm  
Larghezza fuori tutto 54,5  
nella misura 46cm

**OPTIONAL  
SU RICHIESTA**

### Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	43	46
Profondità sedile (cm)	40	
Altezza sedile (cm)	49	
Dimensioni (LxPxH cm)	59x89x92	61x89x92
Richiudibile	Sì	
Dimensioni chiusa (Larghezza cm)	36	
Peso totale (kg)	24	
Portata massima (kg)	110	
Dimensioni ruote (Ant / Post)	7"/16"	
Motore	2x150 W	
Capacità batteria	22 Ah (litio)	
Autonomia (km)	25	
Velocità massima (km/h)	7	
Raggio sterzata (cm)	80	
Pendenza massima (°)	12°	

### Altri dettagli

- Telaio in alluminio
- Sistema SOFT CUSHION (fodere traspiranti imbottite)
- Joystick smontabile/retraibile
- Cintura pelvica
- Possibilità di ripiegare lo schienale, ribaltare i fianchetti, smontare le pedane poggiatepiedi

Colori disponibili

  
**110 kg**

  
**24 kg**

  
**7 km/h**

  
**25 km**