

## Carrozzina elettrica

# LIMBER

Limber è una carrozzina molto versatile, completa di accessori.

Riesce a percorrere lunghe distanze fino a 25 km e grazie alle sue ruote ammortizzate e al suo sistema di luci potrete percorrere il vostro percorso in comfort e sicurezza.



Luci Led

Struttura rigida con 4 ammortizzatori

Regolabile in flessioestensione

### Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	41	46
Profondità sedile (cm)	46	
Altezza sedile (cm)	51 reg.	
Dimensioni (LxPxH cm)	60x110x100	65x110x100
Richiudibile	No	
Peso totale (kg)	71	
Portata massima (kg)	120	
Dimensioni ruote (Ant / Post)	9"/14"	
Motore	2x300 W	
Capacità batteria	2x38Ah	
Autonomia (km)	25	
Velocità massima (km/h)	10	

### Altri dettagli

- Joystick swing-away (di serie)
- Set completo di luci led ad alta visibilità (di serie)
- Seduta regolabile con bascula manuale (di serie)
- Cintura pelvica
- Accesso batterie posteriore facilitato
- Pedane regolabile in profondità
- Piatto pedana regolabile in flessioestensione
- Ruote posteriori con ammortizzatori antiribaltamento regolabili
- Schienale inclinabile / Schienale tensionabile
- Seduta regolabile in profondità tramite schienale
- Fianchetti regolabili in larghezza
- Tappezzeria e cuscino rimovibili

Colori disponibili 

  
**120kg**

  
**71kg**

  
**10km/h**

  
**25km**

**VITEA**  
**CARE**