

Carrozzina leggera pieghevole Excel G-Logic

Se conosci Excel G-Series, probabilmente hai familiarità con Excel G-Lite Pro. L'Excel G-Logic è una continuazione perfetta di questa sedia. Come il G-Lite pro, il G-Logic è molto leggero (meno di 12 kg!) E super comodo da portare con te in viaggio, grazie allo schienale ribaltabile, ai poggiapiedi staccabili, alle ruote rimovibili, al rivestimento staccabile e al telaio pieghevole.

La particolarità di G-Logic è che può essere assemblato utilizzando tre diversi colori del telaio e quattro diversi set di imbottiture per sedile e schienale. G-Logic è disponibile nei colori del telaio nero, argento e bianco e con i colori del rivestimento blu-nero, rosso-nero, arancione-nero e marrone-nero.

Freni a pressione
sulle ruote



Braccioli fissi regolabili
in altezza



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	40	45	50
Profondità sedile (cm)	42		
Altezza sedile (cm)	54		
Dimensioni (LxPxH cm)	LS+22 x108x95		
Richiudibile	Sì		
Peso totale (kg)	10 da trasporto senza ruote		
Peso ruote (kg)	circa 1,8		
Portata massima (kg)	113		
Dimensioni ruote (Ant / Post)	7"/24"		

Altri dettagli

- Telaio in alluminio
- Fodere traspiranti imbottite
- braccioli regolabili in altezza
- Possibilità di ripiegare lo schienale
- Possibilità di smontare le pedane poggiapiedi
- Ruote posteriori estraibili

Optional: Pedane elevabili

Colori disponibili


113kg


10kg

da trasporto
senza ruote

