

## CARROZZINA ELETTRICA PIEGHEVOLE URBAN II - 300

Carrozzina elettronica pieghevole con batterie a litio incorporate nei fianchetti laterali. Facilmente smontabile e da trasportare con un peso contenuto. Possibilità di ripiegare lo schienale, ribaltare i fianchetti, smontare le pedane poggia piedi. E' resistente e confortevole sia nei percorsi interni che esterni grazie anche alle ruote posteriori da 12" con profilo tondo maggiorato e alle ruote anteriori da 200x50. Il telaio è in alluminio sostenuto da una doppia crociera saldata, più una barra di stabilità posteriore che garantisce la giusta stabilità durante la marcia. Ulteriori qualità sono il joystick smontabile/retraibile, la cintura pelvica e la possibilità di percorrere con una sola carica sino a 25 km grazie alle nuove batterie a litio che permettono una ricarica più veloce rispetto alle classiche carrozzine. Accessoriata di serie il sistema SOFT CUSHION, due imbottiture traspiranti in P.U.

### Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	43	46
Profondità sedile (cm)	42	
Altezza sedile (cm)	49	
Dimensioni (LxPxH cm)	61x103x96	64x103x96
Richiudibile	Sì	
Peso totale (kg)	35	
Portata massima (kg)	100	
Dimensioni ruote (Ant / Post)	8"/12"	
Motore	2x200 W	
Capacità batteria	2x8,8 Ah (Litio)	
Autonomia (km)	25	
Velocità massima (km/h)	7	
Raggio sterzata (cm)	80	
Pendenza massima (°)	12	

### Altri dettagli tecnici

Telaio in alluminio
Sistema SOFT CUSHION (fodere traspiranti imbottite)
Joystick smontabile/retraibile
Cintura pelvica
Possibilità di ripiegare lo schienale, ribaltare i fianchetti, smontare le pedane poggia piedi
Colori disponibili



100kg



35kg



7km/h



25km

