



Più di **50** anni  
di mobilità





## L'Excel Roadmaster



Sii mobile, fai lunghi viaggi, vai avanti **velocità della bici**! Tutto questo è possibile con il nuovo **Excel Roadmaster†**

L'indipendenza come priorità, **confortevole** sulla strada, **completamente elettrico**, pulito per l'ambiente e **conveniente†**

Sicurezza su quattro ruote con **impianto frenante idraulico** e il funzionamento a cui sei abituato **controllo dell'acceleratore rotativo†**


super comodo, **ottima sospensione** e adatto a lunghi viaggi. Ci vediamo mi piace **Autonomia 50 km†**

L'Excel Roadmaster è dotato di esente da manutenzione **Batterie agli ioni di litio†** Le batterie leggere sono **rimovibile** in una pratica cassetta per la ricarica a qualsiasi presa. Proteggi Excel Roadmaster con l'integrato **sistema di allarme con telecomando†**


# ROADMASTER



Dati tecnici



**Larghezza totale**  
92 cm




**Lunghezza totale**  
152 cm




**Altezza del sedile**  
48 cm



**Massimo peso dell'utente**  
160 kg




**pacco batterie**  
60V/20Ah agli ioni di litio



**caricabatterie**  
Caricabatterie intelligente da 60 V




**Profondità del sedile**  
47 cm




**Peso totale**  
141 kg




**max. velocità**  
22 km/h



**Gamma**  
fino a 50 km\*




**Altezza totale**  
140 cm



**Larghezza del sedile**  
46 cm

\* = indicativo, misurato in condizioni ideali.

Colori cappucci disponibili



*Dotato di integrato sistema di allarme con telecomando*



*Rimovibile agli ioni di litio pacco batterie per poter ricaricare fuori dallo scooter*



*Cruscotto digitale di tachimetro, conta chilometri e indicazione della batteria*



Il tuo rivenditore autorizzato Excel Mobility:



EXCEL<sup>®</sup>  
mobility



Importatore:  
Macelleria di rame Van  
Os Medical BV 3  
4651 SK Steenberg (NB)  
Paesi Bassi

†31 (0) 167 573020 †  
[www.vanosmedical.nl](http://www.vanosmedical.nl)

© 072021 Excel Mobility / Van Os Medical BV

Nessun diritto può essere derivato dalle informazioni contenute in questo opuscolo. Prezzi validi fino al 31 dicembre 2021.

\* La portata è misurata in condizioni cliniche ottimali, a una temperatura di 20 gradi e una capacità ottimale della batteria. In pratica questo può essere inferiore e influenzato dal peso dell'utilizzatore, dall'età e dalla capacità della batteria, dal comportamento di guida, dalla temperatura e dalla superficie.

