

## Carrozzina manuale PYRO LIGHT OPTIMA XL

Proprio come il Pyro Light Optima, il Pyro Light Optima XL offre un'ampia dotazione di serie, come la regolazione individuale della profondità del sedile e dell'altezza del sedile, pedane regolabili in inclinazione e larghezza, nonché pannelli laterali regolabili in altezza.

Portabile con 170 kg e disponibile nelle larghezze di seduta di 52, 55 e 58 cm, offre particolare stabilità e comfort di seduta.

Per il comfort dell'accompagnatore, il Pyro Light Optima XL è inoltre dotato di maniglie di spinta regolabili in altezza.



### Dettagli tecnici

Peso totale(kg)	21,6
Larghezza complessiva	SB + 200 mm
Lunghezza totale (cm)	111
Altezza totale (cm)	85-95
Larghezza del sedile (cm)	52-58
Profondità del sedile (cm)	40-50
Altezza dello schienale (cm)	42
Larghezza totale piegata(cm)	35,5
Pneumatici antiforatura	22,8
Ruota posteriore	24"
Ruota anteriore	8 "

Colori disponibili 

### Altri dettagli

- Freno a leva a ginocchio
- I poggiatesta possono essere ruotati dentro e fuori
- Pedane regolabili in angolazione e larghezza
- Cinghie sul tallone
- Telaio in alluminio
- Altezza del sedile regolabile
- Profondità del sedile regolabile
- Altezza del sedile regolabile
- Schienale regolabile
- Regolazione in altezza dello schienale
- Pannelli laterali regolabili in altezza
- Maniglie di spinta regolabili in altezza

