

Carrozzina manuale S-ECO 300 XL

La S-Eco 300 XL è la sedia a rotelle B + B XL nel campo delle sedie a rotelle standard. Con una capacità di carico di 170 kg e disponibile nelle larghezze del sedile di 52, 55 e 58 cm, supporta gli utenti più pesanti.

Come con l'S-Eco 300, anche qui l'altezza del sedile è variabile; è possibile anche un'estensione del passo. Inoltre, la S-Eco 300 XL è dotata di pannelli laterali duo.



Dettagli tecnici

Peso totale(kg)	22,8
Larghezza complessiva	SB + 200 mm
Lunghezza totale (cm)	109
Altezza totale (cm)	87-91
Larghezza del sedile (cm)	52-58
Profondità del sedile (cm)	45
Altezza dello schienale (cm)	40
Larghezza totale piegata(cm)	33
Pneumatici antiforatura	22,8
Ruota posteriore	24"
Ruota anteriore	8 "

Altri dettagli

- Freno a leva a ginocchio
- I poggiatesta possono essere ruotati dentro e fuori
- Cinghie sul tallone
- Larghezza del sedile (cm)
- Aiuto per il ribaltamento

Colori disponibili

