

Carrozzina elettronica da interni **EXCEL E-SMART +**

Con la regolazione elettrica alto-basso di Excel E-Smart +, puoi facilmente prendere qualcosa da un mobile della cucina o da una superficie più alta; puoi raggiungere tutto da solo!

Portarlo con te in macchina per una vacanza non è un problema. Excel E-Smart è facile da smontare in poche parti separate che si adattano al bagagliaio dell'auto.



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	44
Profondità sedile (cm)	43
Dimensioni (LxPxH cm)	57x94x89-103
Altezza sedile da terra	58-72
Richiudibile	No
Peso totale (kg)	69
Portata massima (kg)	136
Capacità batteria	18Ah
Autonomia (km)	17
Velocità massima (km/h)	8
Pendenza massima (°)	8

Colori disponibili


136kg


70kg


8km/h


17km

