

Propulsore EXCEL CLICK & GO LITE

Spingere una sedia a rotelle a volte può essere un compito impegnativo, soprattutto se si vuole uscire o camminare per lunghe distanze. Come partner o supervisore, non volete che lo sforzo di spingere una sedia a rotelle diventi un ostacolo? Excel ha una soluzione per questo: gli ausili di spinta Click & Go. Sono facili da posizionare sotto la maggior parte delle sedie a rotelle pieghevoli. Una volta che i punti di montaggio vengono attaccati è sufficiente fare clic su Click & Go e andare! Ci sono tre diverse versioni, tutte con un'applicazione specifica.

Il Click & Go Lite è abbastanza leggero da portare ovunque. Non ne hai bisogno per un po'? Non preoccuparti: l'unità può essere facilmente rimossa o appoggiata a terra. Questo compatto ausilio per la spinta è dotato di serie di due ruote motrici e di un'elettronica controllata da un microprocessore. Il Click & Go Lite è particolarmente adatto per distanze brevi, come nei centri commerciali, nei centri espositivi e nei parchi di divertimento.



Dettagli tecnici

Dimensioni (LxPxH cm)	25x36x29,5
Peso totale senza batteria (kg)	13
Peso con batteria (kg)	19 con batterie
Portata massima (kg)	135 compresa la sedia a rotelle
Adatto per la larghezza del sedile (cm)	40-50
Capacità batteria	12V/18Ah
Autonomia (km)	8
Velocità massima (km/h)	5,5
Ruote motrici (cm)	20 x 5

Altri dettagli

Colori disponibili

