

# Propulsore EXCEL CLICK&GO PROFESSIONAL II

Al top della gamma delle carrozzine elettriche è la Excel Click & Go Professional II. Il modello più recente e premium, che offre maniglie regolabili in altezza per permettere all'assistente di stare in piedi con la postura corretta. Il 'Professional' II richiede il minimo sforzo tra tutti i modelli quando si spinge la carrozzina. Progettato con piastre di montaggio universali, questo powerpack può adattarsi alla maggior parte delle sedie a rotelle pieghevoli.



## Dettagli tecnici

Dimensioni (LxPxH cm)	46x36x91-117
Peso totale senza batteria (kg)	15
Peso con batteria (kg)	22,5
Portata massima (kg)	135 compresa la sedia a rotelle
Adatto per la larghezza del sedile (cm)	40-55
Capacità batteria	2x 12V / 12Ah
Autonomia (km)	15
Velocità massima (km/h)	5,5

Colori disponibili



## Altri dettagli

- Pneumatici in PU
- Motore da 150 Watt
- 2 ruote motrici
- Caricabatterie incluso
- Freno elettromagnetico
- Indicatore del livello della batteria
- Impostazioni di velocità regolabili
- Tecnologia degli interruttori di circuito
- Maniglie di spinta regolabili in altezza
- Azionamento a ruote avanti e indietro
- Comando manuale per la diagnosi dei guasti

