

Valido dal:	1 gennaio 2021	<p>A partire dal 3.000 € Iva esclusa</p> <p>© 2021 Van Os Medical BV</p> <p>Indirizzo Van Os Medical BV: Macelleria di rame 3 Codice postale: 4651 SK Luogo: Steenberg (NB), Paesi Bassi Telefono: + 31 (0) 167 57 30 20 Ordini: sales@vanosmedical.nl Sito web: www.vanosmedical.nl</p>
Rivenditore:		
Riferimento:		
Numero d'ordine:		
Indirizzo di consegna:		

Specifiche Excel Galaxy Compact II

Lunghezza totale:	132 cm (incl. ruote antiribaltamento)
Larghezza totale:	67 cm
Altezza totale:	Anteriore: 112 cm. Posteriore: 134 cm
Peso totale:	139 kg
Peso utente:	max. 136 kg
Colori disponibili:	Colori standard: rosso toscano Colori speciali: Champagne/Azzurro/Nero notte
Larghezza sedile:	48,5 cm
Profondità del sedile:	47 cm
Altezza del sedile:	46 ↔ 56 cm (regolabile)
Raggio di sterzata:	271 cm (raggio esterno)
altezza da terra:	16 cm
max. velocità:	15 km/h
Batterie:	2 x 12V / 50Ah
Caricabatterie:	24V/5Ah
Raggio d'azione:	40 km con batteria da 50 Ah 5



La foto del prodotto mostrata potrebbe differire dalla configurazione standard.

Nota: l'autonomia è secondo le specifiche del produttore, misurata in condizioni ideali con un peso di prova di 75 kg, con una velocità regolata di 15 km/h a una temperatura di 20 gradi Celsius in un ambiente clinico. Quanto segue può influenzare: il peso dell'utente, le condizioni meteorologiche, la velocità, la pressione dei pneumatici, le condizioni della strada, le condizioni delle batterie e se il paesaggio è collinare o meno.

Caratteristiche del prodotto Excel Galaxy Compact II

- Coperture in plastica antiurto in due colori standard e due colori speciali;
- Motore dotato di freno elettromagnetico;
- Volante regolabile, possibilità di regolazione continua dal volante, anche pieghevole;
- Cruscotto digitale intuitivo e chiaro con funzionamento tip-touch, a prova di schizzi;
- Dotato di sedile comfort con schienale regolabile e regolazione dell'inclinazione dello schienale;
- Dotato di illuminazione anteriore e posteriore;
- Autonomia: ≤ 40 km (con batterie da 50 Ah);
- Cestino in plastica removibile sul davanti;
- Ruote antiribaltamento posteriori e occhielli di fissaggio per il trasporto sul telaio;
- Prevenzione del furto tramite chiave di avviamento;
- Elettronica digitale programmabile, caratteristiche di guida e velocità personalizzabili;
- Dotato di paraurti anteriore.
- Sedile girevole a 360°, regolabile in profondità (sedile scorrevole) e rimovibile, altezza del sedile regolabile tra 46 e 56 cm (4 posizioni). Scelta di quattro colori;
- I braccioli possono essere ripiegati e sono regolabili in altezza e larghezza, più regolabili in inclinazione;
- Dotato di serie di luci di stop, indicatori di direzione e segnale acustico;

Tic Tac -

1. Versione Excel Galaxy Compact II					
	Iva esclusa	Iva inclusa			arte. no.
1.1 Colori standard					
Excel Galaxy Compact II, 4 ruote, rosso toscano	3.000 €		C	1.1	09096100
1.2 Colori speciali					
Excel Galaxy Compact II, 4 ruote, Champagne	3.000 €		C	1.3	09097100
Excel Galaxy Compact II, 4 ruote, Blu lampo	3.000 €		C	1.4	09098100
Excel Galaxy Compact II, 4 ruote, nero notte	3.000 €		C	1.5	09099100
2. Batterie e caricabatteria					
	Iva esclusa	Iva inclusa			arte. no.
2 batterie AGM sigillate esenti da manutenzione da 50 Ah / 12 V	Predefinito	Predefinito	C	-	2x 93810612
Caricabatterie 8Ah / 24V, classe 2	Predefinito	Predefinito	C	-	93810358
3. Sedie					
	Iva esclusa	Iva inclusa			arte. no.
3.1 Sedili standard					
Sedia Excellence con schienale e poggiatesta regolabili, Nero	Predefinito	Predefinito	C	3.1	Predefinito
3.2 Posti speciali					
Sedia Excellence con schienale e poggiatesta regolabili, Bordeaux	€ 136,70	€ 149,00	C	3.2	93130862
Sedia Excellence con schienale e poggiatesta regolabili, Beige chiaro	€ 136,70	€ 149,00	C	3.3	9330863
Sedia Excellence con schienale e poggiatesta regolabili, Marrone Caffè	€ 136,70	€ 149,00	C	3.4	9330864
4. Cerchi					
	Iva esclusa	Iva inclusa			arte. no.
4.1 Cerchi standard					
Cerchio argento (set di 4 pezzi)	Predefinito	Predefinito	C	4.1	Predefinito
4.2 Cerchi speciali					
Cerchio nero con argento lucido (set di 4 pezzi)	44,95 €	€ 49,00	C	4.2	99730710
Cerchio nero lucido (set di 4 pezzi)	63,30 €	€ 69,00	C	-	99730720
Cerchio in titanio (set di 4 pezzi)	63,30 €	€ 69,00	C	-	99730730



1.1

1.2



1.3



1.4



3.1



3.2



3.3



3.4



4.1



4.2

Tic Tac -

5. Opzioni e accessori

	Iva esclusa	Iva inclusa	C		arte. no.
Cintura di fissaggio del sedile, a sgancio rapido	Predefinito	Predefinito	C	5.1	Predefinito
Porta bastoncini di lusso	€ 68,00	€ 74,12	C	5.2	90100030
Specchi, sinistro e destro (set)	€ 31,00	33,79 €	C	5.3	91010970
Porta targa assicurativa	€ 14,50	15,81 €	C	5.5	97101400



5.1



5.2



5.3



5.4



5.5

Commenti

© 2021 Van Os Medical BV, Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Paesi Bassi. Telefono: +31-(0)167 57 30 20.

La politica di Van Os Medical BV è volta a migliorare continuamente la qualità e l'affidabilità di tutti i nostri prodotti. Il prodotto, con riferimento produttore S840HJVA5, è importato da Van Os Medical BV e offerto con il marchio Excel tipo Galaxy Compact II. I prodotti e le specifiche indicati in questo listino prezzi possono differire dal prodotto reale. Inoltre, il listino prezzi è soggetto a errori di battitura e/o ortografia. A tutti i prezzi di questo listino si applica un'aliquota IVA del 9%. Il presente listino è valido dal 01-01-2021 fino alla prossima modifica o non oltre il 31-12-2021. Per gli accordi conclusi sulla base del presente listino valgono le nostre condizioni generali di consegna depositate presso la Camera di Commercio il 30 giugno 2020 al n. CCIAA 20143376.

16-6-2021