


Propulsore WAY

Propulsore di spinta WAY per facilitare la mobilità della sedia a rotelle, con comodo comando personalizzabile.



Dettagli tecnici

Peso totale senza batteria (kg)	7
Portata massima (kg)	135 compresa carrozzina
Motore	400W
Capacità batteria	24V / 6,6 Ah
Autonomia (km)	15
Velocità massima (km/h)	7,5

Altri dettagli


135kg
compresa sedia
a rotelle


7 kg


7,5km/h


15km

Colori disponibili



VITEA[®]
CARE