

Scooter EXCEL ROADMASTER

L'Excel Roadmaster è uno scooter elettrico a quattro ruote con una velocità massima di 22 km/h, veloce come un motorino. Ma con le quattro ruote è molto più stabile. Il Roadmaster non è soggetto all'obbligo del casco o della targa.

Questo comodo scooter può coprire distanze da 38 a 50 chilometri. Quindi sarà un grande tour! Il motore elettrico fa bene all'ambiente e molto più silenzioso dei vecchi ciclomotori.

Il motivo per cui scegliere Excel Roadmaster:

Max. velocità di 22 km/h;

Scooter elettrico a quattro ruote ideale per un bel giro;

Nessun requisito di targa o casco;

Sospensione comoda, stabile, buona;

Sistema frenante idraulico.



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	46
Profondità sedile (cm)	47
Altezza sedile (cm)	48
Dimensioni (LxPxH cm)	92x152x140
Peso totale (kg)	141
Portata massima (kg)	160
Altezza da terra (cm)	15
Capacità batteria	60V/20Ah Li-ion
Autonomia (km)	38-50
Potenza Motore	60V / 1000W

Altri dettagli

Angolo dello schienale regolabile

Angolo del volante regolabile

Specchietti retrovisori

Poggiatesta

Illuminazione stradale completa

Freni elettromagnetici intelligenti

Paraurti anteriore e posteriore

4 Ammortizzatori

**Medium
Bariatric**


160kg


141kg


22km/h


38-50km

Colori disponibili
standard

