



ORTHOPEDIC SERUICE

Puoi scattare una foto col tuo smartphone al qr-code per essere reindirizzato subito alla pagina web indicata.

Per farlo è necessaria una applicazione disponibile gratuitamente nell'App Store del tuo sistema.

Per eseguire la scansione di un codice, è sufficiente avviare l'applicazione e puntare l'obiettivo della fotocamera sul codice QR.



Indice

Carrozzine elettroniche Power Litio

Carrozzine Elettroniche Power Classic

Power Scooter

Propulsori Power Pack



Contatti

Tel. 099 7762635

Fax: 099 9940777

info@ricercaabile.it

segreteria@orthopedicservice.it

direzione@orthopedicservice.it

Chi Siamo

Orthopedic Service nasce con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per i rivenditori del settore ortopedico.

Forniamo vendita e assistenza di ausili per disabili rivolto al mercato del B2B anche attraverso il nostro e-commerce in cui forniamo una vasta scelta di prodotti ordinabili con un click.

Tutto questo è convogliato in un centro di distribuzione che permette di soddisfare anche le più piccole esigenze di prodotto, una facilitazione nell'acquisto che mira ad accorciare i tempi di attesa.

Per questo motivo l'azienda, in primo luogo, si concentra nello sviluppo di un centro assistenza tecnica-elettronica in grado di risolvere le diverse esigenze dell'utenza finale.

Inoltre, grazie alla nostra esperienza, abbiamo raggiunto un distinto livello di affidabilità, ampliando la nostra gamma di servizi proponendo la vendita di ausili per disabili con linee dirette distribuendo marchi già affermati sul mercato come Airwheel, B+B, OGI, Viteacare, Vanos Medical, LogoSilver





Innovazione nella vendita B2B

Il nostro è un servizio innovativo per quanto riguarda la vendita B2B del settore ortopedico. Abbiamo creato il primo portale web per consentire agli operatori del settore di poter acquistare direttamente online i prodotti di cui questi hanno bisogno. Inoltre solo agli iscritti del nostro portale vengono riservati promozioni di sicuro interesse. Il nostro ufficio commerciale è sempre al Vostro servizio per rispondere a tutte le esigenze. I nostri consulenti di vendita saranno pronti ad aiutarvi nella scelta commerciale del miglior prodotto.



Assistenza

Il nostro centro di assistenza dispone di un'elevata preparazione tecnicaelettronica in grado di soddisfare anche le richieste più impegnative.



Prodotti in visione

Tramite il nostro portale è possibile fare richiesta di un prodotto in visione, semplicemente compilando il form nella sezione dedicata.











Coerenza nei prezzi e nella qualità

All'interno di ogni prodotto ci assicuriamo di lavorare con i nostri partner per garantire che il prodotto che portiamo sul mercato sia il migliore che possiamo offrire in quel settore. In nessuna fase Orthopedic Service sacrificherà la qualità alla quantità. L'obiettivo è quindi quello di offrire prezzi coerenti a tutti i nostri clienti e di aiutarli a onorare e rappresentare il nostro servizio in modo equo e genuino.



Lunga durata garantita

I nostri prodotti hanno una durata garantita di 10 anni (a condizione che il prodotto sia revisionato/ricondizionato secondo le istruzioni).

Offriamo una garanzia di 10 anni sulla rottura del telaio (primo utente).

Le parti per il ricondizionamento e il post vendita possiamo garantire 10 anni dopo la consegna del prodotto.



Garanzia di bassa manutenzione

Tutti i nostri prodotti sono progettati per essere a bassa manutenzione. Inoltre tutte le parti che forniamo hanno un prezzo accettabile e ci assicuriamo che la nostra catena di fornitura sia sempre pienamente sostenuta in modo che i pezzi di ricambio e il post vendita siano trattati con la stessa importanza della vendita iniziale del prodotto.



Garanzia di consegna

Lavoriamo rigorosamente su un servizio di consegna monitorabile su quasi tutta la nostra gamma di prodotti - estendiamo questo impegno a tutta la nostra gamma. Dando ai nostri clienti un'affidabilità di cui siamo orgogliosi.



Garanzia di qualità e personalizzazione

Tutti i prodotti che forniamo soddisfano i più alti standard di qualità. Tutti i nostri prodotti sono prodotti secondo lo standard europeo di produzione. A noi resta il compito di adattarli alle esigenze dell'utenza.



Vieni a scoprire anche Ricercaabile.it


I titolari di ortopedie o i professionisti del settore, scelgono online gli ausili complessi, prodotti di serie ma personalizzati e con servizi dedicati all'esigenza dello specifico utente. È nato così l'e-commerce *ricercaabile.it* riservato al settore B2B dove acquistare gli ausili per disabili, dei migliori brand, direttamente online.

Se vendi ausili per disabili, hai un'azienda ortopedica o sei un professionista che opera in questo settore, il nostro e-commerce è il servizio dedicato a te!


Potrai scegliere direttamente tu i prodotti di cui hai bisogno per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti.




Visita www.ricercaabile.it



Seleziona il prodotto



Visualizza la scheda tecnica



Accedi/registrati per acquistare!





Power Litio

Carrozzina elettronica pieghevole nuova versione H3PC

La carrozzina elettrica intelligente. H3PC è stata concepita per chiudersi con un solo movimento il che la rende pratica, funzionale e facilmente stivabile.

Carrozzina elettrica con batterie al litio. Si tratta di una sedia molto leggera massimo 19 kg, che permette di essere trasportata nel bagagliaio della vettura molto facilmente. La sedia ha un sistema di apertura e chiusura motorizzata anche da remoto, allo stesso modo, la carrozzina può essere telecomandata tramite due supporti: smartphone o telecomando esterno.





Richiudibile elettricamente da comando esterno



Controllo remoto da comando esterno



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	41
Profondità sedile (cm)	42
Altezza sedile (cm)	42
Dimensioni (LxPxH cm)	95,5x60,5x85,5
Richiudibile	Sì
Dimensioni chiusa	95x60,5x34
Peso totale (kg)	19,5
Portata massima (kg)	100
Dimensioni ruote (Ant / Post)	7''/10''
Motore	200W
Capacità batteria standard	573 Wh
Autonomia (km)	28
Velocità massima (km/h)	6
Pendenza massima	6°

Optional

Poggiatesta		
Batteria da viaggio 15 km/158 Wh		
Staffa comando posteriore		
Supporto comando Swing-away		







Carrozzina elettronica pieghevole H3TS

Carrozzina elettrica concepita per chiudersi con un solo movimento, ciò la rende pratica, funzionale e facilmente stivabile.

Grazie al suo pratico joystick sarà facilissimo quidare questa carrozzina.

È intelligente completamente automatica e pieghevole, si apre e si chiude automaticamente con la semplice pressione di un pulsante. Si ripiega in dimensioni compatte e si adatta a qualsiasi auto per i viaggi. La carrozzina elettrica vi permetterà di andare praticamente ovunque offrendovi una maggiore accessibilità.



Richiudibile elettricamente da comando esterno



Controllo remoto da comando esterno

Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	45		
Dimensioni (LxPxH cm)	63x102x99,5		
Richiudibile	Sì		
Peso totale (kg)	31		
Portata massima (kg)	130		
Dimensioni ruote (Ant / Post)	8"/12,5"		
Motore	2x200W		
Capacità batteria standard	573 Wh		
Autonomia (km)	28		
Velocità massima (km/h)	6		
Pendenza massima (°)	8°		
Colori disponibili			

Optional

Poggiatesta
D II : 1 : 151 (150)
Batteria da viaggio 15 km/158 Wh
Ct ff
Staffa comando post
Curan arta camanala Curina aurum
Supporto comando Swing-away













Carrozzina elettronica pieghevole H3TS+

H3TS è elettrica ed intelligente completamente automatica e pieghevole che si apre e si chiude automaticamente con la semplice pressione di un pulsante. Si ripiega in dimensioni compatte e si adatta a qualsiasi auto per i viaggi. La carrozzina vi permetterà di andare praticamente ovunque, offrendovi una maggiore accessibilità. È in grado di reclinarsi automaticamente. Il cuscino riscaldabile adotta la tecnologia di controllo della temperatura all'infrarosso Iontano, riscaldamento rapido 3 livelli di riscaldamento (25-50°C) temperatura costante riscaldamento sicuro.

Lo schienale vibrante ha 6 modalità di massaggio si attivano automaticamente per alleviare la rigidità ed eliminare l'affaticamento.









Dettagli tecnici

Cuscino

Larghezza sedile (cm)	45
Dimensioni (LxPxH cm)	987x62x107,6 mm
Richiudibile	Sì
Dimensioni chiusa (LxPxH cm)	42x62x84,2mm
Peso totale (kg)	29,3
Portata massima (kg)	130
Dimensioni ruote (Ant / Post)	8"/12,5"
Motore	200Wx2
Capacità batteria	Al litio 25.2V 524Wh
Autonomia (km)	13
Velocità massima (km/h)	6
Pogaiatesta di serie	

Optional

Fodera Hi-tec hot-cold-vibrant Batteria da viaggio 15 km/158 Wh Staffa comando post Supporto comando Swing-away













Carrozzina elettronica compatta IZY CHAIR

IzyChair è una sedia a rotelle elettrica particolarmente compatta e pratica per i vostri viaggi all'interno.

Può essere piegata a mano ed è facile da riporre e trasportare. Va ovunque con te nella tua vita quotidiana e quando viaggi. Solo 16 kg grazie al suo telaio in alluminio di alta qualità.

Funzionamento semplice e intuitivo.

Poggiapiedi individuali regolabili.

La struttura a crociera lo rende facile da piegare









Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	43
Dimensioni (LxPxH cm)	89x56x89
Richiudibile	Sì
Dimensioni chiusa (LxPxH cm)	32x68x69
Peso totale (kg)	15 senza batterie
Portata massima (kg)	100
Dimensioni ruote (Ant / Post cm)	15/30
Motore	2 x 150W
Capacità batteria Litio	24V 6Ah x 2
Autonomia (km)	10
Velocità massima (km/h)	5

Altri dettagli

Ammortizzatori anteriori		
Peso batteria (kg)	1	
Raggio di sterzata (cm)	90	
Capacità di pendenza	3°	
Colori disponibili		











Carrozzina elettronica LIGHT CHAIR COSY

Questa carrozzina elettrica è realizzata interamente in lega di alluminio di alta qualità e pesa solo 24 kg. Le sue caratteristiche di design e le sue prestazioni lo rendono un comodo compagno quotidiano.

Grazie al suo meccanismo di ripiegamento e al peso ridotto, LIGHTCHAIRèmolto comoda da riporre o trasportare.













120kg

Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	43		
Dimensioni (LxPxH cm)	88x60x77-96		
Richiudibile	Sì		
Dimensioni chiusa (LxPxH cm)	33x60x83		
Peso totale (kg)	21 senza batterie		
Portata massima (kg)	120		
Dimensioni ruote (Ant cm)	17,8		
Dimensioni ruote (Post cm)	210		
Motore	24V/2 x120W		
Capacità batteria	2x24V 10Ah		
Autonomia (km)	25		
Velocità massima (km/h)	6		



Ammortizzatori anteriori	
Altezza del sedile	40
Profondità sedile	43
Capacità di pendenza	6°











Carrozzina elettronica LIGHT CHAIR III

Questa carrozzina elettrica è realizzata interamente in lega di alluminio di alta qualità e pesa solo 32 kg. Le sue caratteristiche di design e le sue prestazioni lo rendono un comodo compagno quotidiano.

Grazie al suo meccanismo di ripiegamento elettrico e al peso ridotto, LIGHTCHAIR III è molto comoda da riporre o trasportare.

















Larghezza sedile (cm)	40 45		
Dimensioni (LxPxH cm)	100x63x96		
Richiudibile	Sì		
Dimensioni chiusa (LxPxH cm)	77x63x37		
Peso totale (kg)	28,4 senza batterie		
Portata massima (kg)	150		
Dimensioni ruote (Ant cm)	20		
Dimensioni ruote (Post cm)	300		
Motore	24V/250W		
Capacità batteria	2x24V 10Ah		
Autonomia (km)	20		
Velocità massima (km/h)	6		



Ammortizzatori anteriori	
Altezza del sedile	51
Profondità sedile	45
Capacità di pendenza	8°











Carrozzina elettronica pieghevole URBAN I 400

Carrozzina elettronica pieghevole con batterie a litio incorporate nella tasca posteriore dello schienale. Grazie alla tecnologia litio riesce ad essere facilmente smontabile e da trasportare, grazie al suo peso contenuto. E' resistente e confortevole sia nei percorsi interni che esterni grazie anche alle ruote posteriori da 16" e alle ruote anteriori da 7" in P.U. II telaio è in alluminio, sostenuto da una doppia crociera saldata, più una barra di stabilità posteriore che garantisce la giusta stabilità durante la marcia. Ulteriori qualità sono il joystick smontabile/retraibile, la cintura pelvica e la possibilità di percorrere con una sola carica sino a 25km grazie alle nuove batterie a litio che permettono una ricarica più veloce rispetto alle classiche carrozzine. Accessoriata di serie il sistema SOFT CUSHION, due imbottiture traspiranti in P.U.



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	43	46
Profondità sedile (cm)		40
Altezza sedile (cm)		49
Dimensioni (LxPxH cm)	59x89x92	61x89x92
Richiudibile		Sì
Dimensioni chiusa (Larghezza cm))	36
Peso totale (kg)		24
Portata massima (kg)		110
Dimensioni ruote (Ant / Post)	7	"/16"
Motore	2x	150 W
Capacità batteria	22 /	Ah (litio)
Autonomia (km)	25	
Velocità massima (km/h)		7
Raggio sterzata (cm)		80
Pendenza massima (°)		8°

Altri dettagli

Telaio in alluminio
Sistema SOFT CUSHION
(fodere traspiranti imbottite)

Possibilità di ripiegare lo schienale, ribaltare i fianchetti, smontare le pedane poggiapiedi











Carrozzina elettronica pieghevole URBAN II 300

Carrozzina elettronica pieghevole con batterie a litio incorporate nei fianchetti laterali. Facilmente smontabile e da trasportare con un peso contenuto. Possibilità di ripiegare lo schienale, ribaltare i fianchetti, smontare le pedane poggiapiedi. E' resistente e confortevole sia nei percorsi interni che esterni grazie anche alle ruote posteriori da 12" con profilo tondo maggiorato e alle ruote anteriori da 200x50. Il telaio è in alluminio sostenuto da una doppia crociera saldata, più una barra di stabilità posteriore che garantisce la giusta stabilità durante la marcia. Ulteriori qualità sono il joystick smontabile/retraibile, la cintura pelvica e la possibilità di percorrere con una sola carica sino a 25 km grazie alle nuove batterie a litio che permettono una ricarica più veloce rispetto alle classiche carrozzine. Accessoriata di serie il sistema SOFT CUSHION, due imbottiture traspiranti in P.U.









Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	43	46
Profondità sedile (cm)	4	2
Altezza sedile (cm)	4	9
Dimensioni (LxPxH cm)	61x103x96	64x103x96
Richiudibile	9	Sì
Peso totale (kg)	3	5
Portata massima (kg)	10	00
Dimensioni ruote (Ant / Post)	8''/	12"
Motore	2x20	00 W
Capacità batteria	2x8,8 A	h (Litio)
Autonomia (km)	25	5
Velocità massima (km/h)	7	
Raggio sterzata (cm)	80)
Pendenza massima (°)	8°	

Altri dettagli

Telaio in alluminio
Sistema SOFT CUSHION
(fodere traspiranti imbottite)

Possibilità di ripiegare lo schienale, ribaltare i fianchetti, smontare le pedane poggiapiedi













Power Classic

Carrozzina elettronica pieghevole

EXCEL QNECT

La sedia a rotelle elettrica Qnect pesa solo 43 kg, ha due motori indipendenti ed è una delle poche sedie a rotelle elettriche che può essere ripiegata per un facile trasporto in auto o per lo stoccaggio in spazi ridotti.

Excel Qnect è una sedia a rotelle elettrica ad un ottimo prezzo e ti sorprenderà per le sue grandi caratteristiche. La sua dotazione standard include uno schienale ribaltabile per una più facile movimentazione, la possibilità di regolare la rigidità delle cinghie posteriori.

Qnect è dotato di una batteria rimovibile. Grazie alle batterie estraibili e alla possibilità di scollegare i motori, la carrozzina elettrica Qnect può essere utilizzata anche come carrozzina meccanica, spinta da un accompagnatore. Le ruote posteriori sono dotate di freni per questo scopo.







Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	40	45
Profondità sedile (cm)	4	3
Dimensioni (LxPxH cm)	63x11	7x93
Richiudibile	S	ì
Peso totale (kg)	4	3
Portata massima (kg)	10	00
Dimensioni ruote (Ant / Post)	8''/1	2,5"
Capacità batteria	2x12 A	h/12 V
Autonomia (km)	1.	5
Velocità massima (km/h)	6	5
Pendenza massima (°)	8	}

Altri dettagli

Schienale pieghevole
Braccioli removibili
Poggiapiedi removibili e regolabili in lunghezza
Freni a pressione sulle ruote

Optional: Pedane elevabili













Carrozzina elettronica da interni EXCEL E-SMART +

Con la regolazione elettrica alto-basso di Excel E-Smart +, puoi facilmente prendere qualcosa da un mobile della cucina o da una superficie più alta; puoi raggiungere tutto da solo!

Portarlo con te in macchina per una vacanza non è un problema. Excel E-Smart è facile da smontare in poche parti separate che si adattano al bagagliaio dell'auto.





Dettagli tecnici

•	
Larghezza sedile (cm)	44
Profondità sedile (cm)	43
Dimensioni (LxPxH cm)	57x94x89-103
Altezza sedile da terra	58-72
Richiudibile	No
Peso totale (kg)	69
Portata massima (kg)	136
Capacità batteria	18Ah
Autonomia (km)	17
Velocità massima (km/h)	8
Pendenza massima (°)	6













Carrozzina elettronica LIMBER

Limber è una carrozzina molto versatile, completa di accessori.

Riesce a percorrere lunghe distanze fino a 25 km e grazie e alle sue ruote ammortizzate e al suo sistema di luci potrete percorrere il vostro percorso in comfort e sicurezza.

È un dispositivo che migliorerà la qualità della vita ed è progettato per fornire una migliore mobilità.

Regolabile in flessoestensione



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	41	46
Profondità sedile (cm)	4	6
Altezza sedile (cm)	51 r	eg.
Dimensioni (LxPxH cm)	60x110x100	65x110x100
Richiudibile	N	0
Peso totale (kg)	7	1
Portata massima (kg)	12	20
Dimensioni ruote (Ant / Post)	9"/	14''
Motore	2x30	00 W
Capacità batteria	2x3	8Ah
Autonomia (km)	2	5
Velocità massima (km/h)	1	0

Altri dettagli

Set completo di luci led ad alta visibilità (di serie) Cintura pelvica

Accesso batterie posteriore facilitato Pedane regolabile in profondità

Piatto pedana regolabile in flessoestensione Ruote posteriori con ammortizzatori antiribaltamento regolabili

Schienale inclinabile / Schienale tensionabile Seduta regolabile in profondità tramite schienale

Fianchetti regolabili in larghezza Tappezzeria e cuscino rimovibili














Carrozzina elettronica EJOY RD

La carrozzina elettrica a trazione posteriore EJOY RD è perfetta per l'uso all'aperto grazie alla sua elevata stabilità di guida. Grazie alle sue dimensioni adattate, è adatto anche per muoversi all'interno. Con una larghezza standard di 620 mm e una lunghezza standard di 1070 mm, EJOY RD rimane un partner "manovrabile" anche in ambienti piccoli e si adatta senza problemi anche agli ascensori. Con la sedia a rotelle elettrica EJOY RD puoi padroneggiare senza sforzo le manovre di svolta nei corridoi stretti.







Dettagli tecnici

Larghezza sedile (c	m)	42 – 52
Profondità sedile (c	m)	40 – 55
Altezza sedile (cm)		43 – 53
Dimensioni (LxPxH c	cm)	62-83 x 107
Richiudibile		No
Peso totale (kg)		99,5
Portata massima (k	g)	140
Dimensioni ruote (A	nt / Post)	9"/13"
Motore	6 km/h (2x2	24V 350 W) - 10 km/h (2x24 V 350 W)
Batteria		2 x 12 V 56 Ah
Autonomia (km)		35
Velocità massima (km/h)	6-10

















Carrozzina elettronica TAIGA

La Taiga è la sedia robusta per l'esterno. È più forte degli altri (motori potenti, batterie potenti, capacità di carico elevata) e offre quindi una maggiore autonomia e una maggiore capacità di arrampicata.

Con le grandi ruote, ha una trazione potente e può affrontare facilmente terreni irregolari.

Il sollevatore per marciapiede opzionale ti supporta durante la guida sui gradini. Il parafango e il paraspruzzi delle batterie lo equipaggiano in modo ottimale per la guida all'aperto.

Inoltre, tutte le opzioni di regolazione manuale possono anche essere aggiornate elettricamente e due unità operative elettriche possono essere collegate direttamente al controllo VR2.











Dettagli tecnici

Peso totale(kg)	121
Larghezza complessiva	67
Lunghezza totale (cm)	102
Altezza totale (cm)	104
Larghezza del sedile (cm)	41,4-61,5
Altezza dello schienale (cm)	53
Angolo del sedile	Da -2 ° a + 10 ° (manuale) Da -2 ° a + 20 ° (elettrico)
Velocità (km/h)	6
Autonomia (km)	circa 35
Raggio di sterzata (cm)	162
Motore	2 x 24 V 600 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah

Altri dettagli

Larghezza sedile regolabile tramite telaio Inclinazione del sedile regolabile Fianchetti regolabili in altezza Fianchetti regolabili in larghezza Cuscino sedile regolabile in larghezza Ruotine antiribaltamento Cintura di sicurezza Set di attrezzi















Power Scooter

Scooter **EXCEL GALAXY II 4**

Abbiamo sviluppato un nuovo scooter con un look completamente nuovo: il Galaxy II.

Il Galaxy S II è dotato di tutte le qualità: uno schienale regolabile che può essere regolato in base alle esigenze individuali, un cruscotto facile da usare e intuitivo con controllo tip-touch, la possibilità di essere sinistro / destro per operare e un cestello rimovibile davanti. Relativamente lungo raggio ed efficiente dal punto di vista energetico, usa questo scooter come il Galaxy, il tuo partner ideale quando fai commissioni o per escursioni!

Inoltre, l'Excel Galaxy II è dotato di un antifurto acustico tramite chiave, un volante regolabile in inclinazione, paraurti anteriore e posteriore, un poggiatesta, coperture resistenti agli urti, uno scivolo del sedile regolabile in profondità e braccioli regolabili in altezza e pieghevoli.









Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	52
Profondità sedile (cm)	46
Altezza sedile (cm)	64-71
Dimensioni (LxPxH cm)	146x65x130
Peso totale (kg)	130
Portata massima (kg)	175
Altezza da terra (cm)	15
Capacità batteria	73 Ah
Autonomia (km)	50-73
Potenza Motore	1750W
Pendenza massima	10°

Colori disponibili standard



Altri dettagli

Riduzione velocità in curva
Angolo dello schienale regolabile
Angolo del volante regolabile
Specchietti retrovisori
Cestino removibile
Poggiatesta
Illuminazione stradale completa
Freni elettromagnetici intelligenti
Paraurti anteriore e posteriore
4 Ammortizzatori













Scooter FASTER MAX

FASTER MAX è una versione modificata ed estesa del modello FASTER.

Si distingue per una sospensione anteriore indipendente, che, unita a ruote più grandi, le consente di superare non solo strade asfaltate. Inoltre, il comodo schienale alto garantisce il comfort e la sicurezza del viaggiatore.

CON UNA BATTERIA LI-ION REMOVIBILE!!!

Il Faster Max è assemblato secondo standard rigorosamente stabiliti e costantemente monitorati.











Medium Bariatric

Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	46
Profondità sedile (cm)	47
Altezza sedile (cm)	48
Dimensioni (LxPxH cm)	92x152x140
Peso totale (kg)	141
Portata massima (kg)	160
Altezza da terra (cm)	15
Capacità batteria	60V/20Ah Li-ion
Autonomia (km)	55
Potenza Motore	60V / 1000W
Pendenza massima	10°

Altri dettagli

Angolo dello schienale regolabile
Angolo del volante regolabile
Specchietti retrovisori
Poggiatesta
Illuminazione stradale completa
Freni a disco anteriori
Freni a disco posteriori
Lettore MP3
Paraurti anteriore e posteriore
4 Ammortizzatori







55 km

Colori disponibili standard







Scooter CRUISER II

Scooter adatto per uso esterno con un buon comfort di guida e dotato di un sistema di freni "intelligenti" e sistema di luci.

Buona l'autonomia con cui potrete raggiungere grandi distanze.

Cruiser II è un dispositivo di qualità progettato per fornire mobilità e mira a migliorare la qualità della vita.



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	46
Profondità sedile (cm)	45
Altezza sedile (cm)	50
Dimensioni (LxPxH cm)	64x148x108
Peso totale (kg)	134
Portata massima (kg)	160
Dimensioni ruote (Ant / Post)	13" (pneumatici)
Motore	800 W
Capacità batteria	2x55 Ah
Autonomia (km)	35
Velocità massima (km/h)	15
Raggio sterzata (cm)	165
Pendenza massima	10°

Altri dettagli



Sedia girevole, regolabile in piano orizzontale Angolo dello schienale regolabile

Angolo del volante regolabile

Specchietti retrovisori

Carrello della spesa

Cintura di sicurezza contro la caduta

Poggiatesta

Illuminazione stradale completa

Freni elettromagnetici intelligenti

Paraurti anteriore e posteriore

4 Ammortizzatori













Scooter GALAXY COMPACT

Il Galaxy Compact è uno scooter compatto, di taglia media ed è ideale sia in interno che in esterno.

Il Galaxy Compact è fornito di sospensioni che limitano i danni e lo rendono molto confortevole. La sua poltrona è regolabile girevole a 360° e questo contribuisce al massimo confort.

Inoltre lo scooter è dotato di luci anteriori, posteriori e frecce di segnalazione.

I braccioli sono regolabili in altezza ed in larghezza. È uno scooter molto adatto, data la sua compattezza e velocità, a poter essere utilizzato su zone pedonali e borghi storici.









Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	46
Profondità sedile (cm)	46
Altezza sedile (cm)	46-56
Dimensioni (LxPxH cm)	62x130x127
Peso totale (kg)	127
Portata massima (kg)	136
Altezza da terra (cm)	14
Capacità batteria	2x34 Ah
Autonomia (km)	28/40
Velocità massima (km/h)	15
Raggio sterzata (cm)	271
Potenza Motore	1050W
Pendenza massima	10°

Altri dettagli

Optional: Colori extra su richiesta €150

Angolo dello schienale regolabile

Angolo del volante regolabile

Specchietti retrovisori

Cestino removibile

Poggiatesta

Illuminazione stradale completa

Freni elettromagnetici intelligenti

Paraurti anteriore e posteriore

4 Ammortizzatori













Optional Batterie da 50 Ah



Colori disponibili standard

Scooter **EXCEL SENZO**

Excel Galaxy Senzo, è lo scooter più piccolo della sua famiglia.

La sua qualità garantisce comunque una estrema affidabilità sia nei percorsi interni che nei percorsi in esterno.

Lo scooter viene fornito di luci anteriori. posteriori e frecce di segnalazione oltre ad essere dotato di confortevoli ammortizzatori. Inoltre le sue 4 ruote maggiorate data la dimensione, ne garantiscono un estremo confort di guida.







Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	46
Profondità sedile (cm)	44
Altezza sedile (cm)	42
Dimensioni (LxPxH cm)	63x117x102
Peso totale (kg)	47
Portata massima (kg)	158
Capacità batteria	2x34 Ah
Autonomia (km)	28
Velocità massima (km/h)	10
Raggio sterzata (cm)	305
Potenza Motore	440W
Pendenza massima	10°

Altri dettagli

Medium Bariatric Sedia girevole, regolabile in piano orizzontale Angolo dello schienale regolabile

Angolo del volante regolabile

Specchietti retrovisori Carrello della spesa

Poggiatesta

Illuminazione stradale completa

Freni elettromagnetici intelligenti

Paraurti anteriore e posteriore

4 Ammortizzatori

Colori disponibili standard

















Scooter MINI W4026

Scooter elettrico compatto, agile e semplice da manovrare. Grazie alla sua comodità e alla sua autonomia potrete raggiungere grandi distanze con una velocità massima di 10 km/h.

Disponibile con set completo di luci guida e cestello. Sedile confortevole con doppia regolazione







Dettagli tecnici

Dimensioni (LxPxH cm)	51x110x98
Smontabile	Sì
Peso totale (kg)	68
Portata massima (kg)	120
Dimensioni ruote (Ant / Post)	9" (pneumatico)
Motore	200 W
Motore Capacità batteria	200 W 2x20 Ah
Capacità batteria	2x20 Ah

Altri dettagli

Batteria rimovibile
Barra pieghevole che semplifica il trasporto
Cestello anteriore in plastica
Cerchio in alluminio
Sedile confortevole con rotazione doppia
Volano regolabile













Scooter LG1

Tecnologia e stile.

La sua funzionalità e il suo design compatto rendono lo SCOOTER LG1 molto utile nella vita quotidiana e pratico quando si viaggia. Grazie al suo telecomando, può essere facilmente piegato e dispiegato per essere riposto nel bagagliaio di un veicolo. È un prodotto per interni adatto anche all'uso esterno su marciapiedi lisci.











Trazione posteriore Accessibilità interna ed esterna su pavimenti lisci











Dettagli tecnici

Dimensioni (LxPxH cm)	100x46x95
Ripiegabile	Sì
Peso totale (kg)	23,8 con batterie
Portata massima (kg)	100
Dimensioni ruote (Ant / Post cm)	18/20
Motore	24V/150W
Capacità batteria	24V/10Ah
Autonomia (km)	10
Velocità massima (km/h)	6
Pendenza massima (°)	6







Power Pack

Propulsore EXCEL CLICK & GO LITE

Spingere una sedia a rotelle a volte può essere un compito impegnativo, soprattutto se si vuole uscire o camminare per lunghe distanze. Come partner o supervisore, non volete che lo sforzo di spingere una sedia a rotelle diventi un ostacolo? Excel ha una soluzione per questo: gli ausili di spinta Click & Go. Sono facili da posizionare sotto la maggior parte delle sedie a rotelle pieghevoli. Una volta che i punti di montaggio vengono attaccati è sufficiente fare clic su Click & Go e andare! Ci sono tre diverse versioni, tutte con un'applicazione specifica.

Il Click & Go Lite è abbastanza leggero da portare ovunque. Non ne hai bisogno per un po'? Non preoccuparti: l'unità può essere facilmente rimossa o appoggiata a terra. Questo compatto ausilio per la spinta è dotato di serie di due ruote motrici e di un'elettronica controllata da un microprocessore. Il Click & Go Lite è particolarmente adatto per distanze brevi, come nei centri commerciali, nei centri espositivi e nei parchi di divertimento.







Dettagli tecnici

Dimensioni (LxPxH cm)	25x36x29,5
Peso totale senza batteria	(kg) 13
Peso con batteria (kg)	19 con batterie
Portata massima (kg)	135 compresa la sedia a rotelle
Adatto per la larghezza de	l sedile (cm) 40-50
Capacità batteria	12V/18Ah
Autonomia (km)	8
Velocità massima (km/h)	5,5
Ruote motrici (cm)	20 x 5

Altri dettagli









Propulsore EXCEL CLICK&GO PROFESSIONAL II

Al top della gamma delle carrozzine elettriche è la Excel Click & Go Professional II. Il modello più recente e premium, che offre maniglie regolabili in altezza per permettere all'assistente di stare in piedi con la postura corretta. Il 'Professional' Il richiede il minimo sforzo tra tutti i modelli quando si spinge la carrozzina. Progettato con piastre di montaggio universali, questo powerpack può adattarsi alla maggior parte delle sedie a rotelle pieghevoli.









Dettagli tecnici

Lunghezza totale	48
Larghezza	33 - 55
Altezza totale	34
Peso totale senza batteria	(kg) 15
Peso con batteria (kg)	22,5
Portata massima (kg)	135 compresa la sedia a rotelle
Adatto per la larghezza del	sedile (cm) 40-55
Capacità batteria	2x 12V / 12Ah
Autonomia (km)	15
Velocità massima (km/h)	6
Colori disponibili	

Altri dettagli

Alori acodagii
Pneumatici in PU
Motore da 150 Watt
2 ruote motrici
Caricabatterie incluso
Freno elettromagnetico
Indicatore del livello della batteria
Impostazioni di velocità regolabili
Tecnologia degli interruttori di circuito
Maniglie di spinta regolabili in altezza
Azionamento a ruote avanti e indietro
Comando manuale per la diagnosi dei





guasti






Propulsore WAY

Propulsore di spinta WAY per facilitare la mobilità della sedia a rotelle, con comodo comando personalizzabile.

















Dettagli tecnici

Peso totale senza batteria (kg)	7
Portata massima (kg)	135 compresa carrozzina
Motore	400W
Capacità batteria	24V / 6,6 Ah
Autonomia (km)	15
Velocità massima (km/h)	7.5





NOTE

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

1. AMBITO DI VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di vendita e fornitura si applicano e sono parte integrante di ogni contratto di vendita e fornitura concluso tra Orthopedic Service S.r.l.s., Via Bianchi 29/A – 74122, Taranto, d'ora in avanti Venditore, e il Cliente/Rivenditore suo indirizzo.

- **1.2** Le presenti Condizioni generali si intendono accettate dal Cliente/Rivenditore, escludendo l'applicazione di ogni altra diversa disposizione, anche se indicata dal Cliente/Rivenditore in base a un richiamo da questi fatto alle proprie condizioni contrattuali o di acquisto.
- **1.3** Eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dal Cliente/Rivenditore, non impegneranno in alcun modo il Venditore se non accettate espressamente per iscritto dal Venditore stesso, ovvero Orthopedic Service S.r.Ls.
- **1.4** Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali sia/no ritenuta/e invalida/e o inapplicabile/i, ciò non pregiudicherà la validità e/o l'applicabilità delle restanti previsioni delle presenti Condizioni Generali; ogni eventuale disposizione ritenuta invalida o inapplicabile potrà essere sostituita con nuove pattuizioni valide e applicabili, aventi contenuto, per quanto possibile, equivalente a quello delle disposizioni ritenute invalide o inapplicabili.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- **2.1** Gli ordini saranno considerati validi solo se effettuati per iscritto e trasmessi al Venditore, via telefax o via e-mail ai sequenti recapiti (fax 099 9940777 mail segreteria@orthopedicservice.it)
- **2.2** Ciascun contratto di vendita s'intenderà concluso nel momento in cui il Cliente/Rivenditore riceva, da parte del Venditore, la conferma scritta dell'ordine emesso dal Cliente/Rivenditore stesso, ordine che il Venditore si riserva di accettare o rifiutare.
- 2.3 Nel caso in cui il Cliente/Rivenditore riceva dal Venditore una conferma scritta dell'ordine contenente termini e condizioni difformi dall'ordine stesso, il contratto s'intenderà concluso decorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di tale conferma d'ordine da parte del Venditore, senza che quest'ultimo abbia formulato al Venditore alcuna contestazione scritta. In assenza di conferma scritta dell'ordine da parte del Venditore, il contratto s'intenderà, in ogni caso, perfezionato, al più tardi, al momento della consegna dei prodotti al Cliente/Rivenditore, secondo il termine di resa concordato.
- **2.4** Eventuali annullamenti o modifiche dell'ordine da parte del Cliente/Rivenditore non avranno effetto se non preventivamente autorizzati, o successivamente accettati, per iscritto dal Venditore. Il Cliente/Rivenditore si impegna ad acquistare tutti i prodotti espressamente approvvigionati dal Venditore per garantire l'evasione di singoli ordini del Cliente/Rivenditore o per fare fronte a obblighi continuativi di fornitura eventualmente concordati con il Venditore.
- **2.5** Intermediari e agenti non hanno il potere di impegnare il Venditore nei confronti del Cliente/Rivenditore, né di stipulare contratti in nome e/o per conto del Venditore. Le offerte presentate da intermediari ed agenti sono da intendersi soggette all'approvazione e conferma scritta da parte del Venditore.

3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA ED EVENTUALI MODIFICHE

3.1 I dati riportati nei cataloghi, dépliant, listini prezzi, o documenti similari, non possono essere ritenuti vincolanti. Potranno, quindi, essere apportate modifiche tecniche, funzionali ed estetiche agli articoli, qualora se ne ravvisasse la necessità per garantire il migliore prodotto possibile e la migliore scelta.

4. PREZZI DEI PRODOTTI

- **4.1.** Salvo diverso accordo scritto tra le parti, ad ogni ordine d'acquisto si applicheranno i prezzi indicati dal Venditore nella relativa offerta o, in mancanza, i prezzi riportati nei listini prezzi forniti dal Venditore al Cliente/Rivenditore e in vigore al momento del perfezionamento del contratto di vendita.
- **4.2.** Il prezzo di vendita è fissato nella conferma d'ordine e deve intendersi in € euro, per unità di prodotto ed è sempre al netto di IVA e di eventuali spese di imballo e di trasporto.
- **4.3.** I prezzi di vendita al consumatore finale sono da intendersi "consigliati al pubblico" e al netto dell' IVA e/o di eventuali altri oneri. I prezzi di vendita al consumatore finale pubblicati e pubblicizzati non potranno essere inferiori del 20% rispetto a quelli indicati nel listino prezzi al pubblico di Orthopedic Service S.r.l.s.

5. CONSEGNA DEI PRODOTTI E TRASPORTO

- **5.1** Se non diversamente concordato per iscritto tra le parti, la consegna dei Prodotti al Cliente/Rivenditore sarà effettuata secondo la formula "EXW Franco Fabbrica" Taranto
- **5.2** In caso di consegna "EXW Franco Fabbrica" Taranto, il Venditore non stipulerà alcun contratto di spedizione o trasporto con riguardo ai prodotti oggetto di consegna, se non dietro espressa richiesta scritta del Cliente/Rivenditore e a rischio e spese di quest'ultimo. Le spese di spedizione o trasporto sostenute dal Venditore saranno addebitate in fattura al Cliente/Rivenditore in aggiunta ai prezzi concordati.
- **5.3** Le spese di trasporto saranno calcolate tenuto conto delle quotazioni espresse dagli spedizionieri al momento della conferma d'ordine, fatta salva la previsione di aumenti dei costi di trasporto imprevisti e inaspettati, che saranno comunicati e addebitati conseguentemente al Cliente/Rivenditore.

- **5.4** La consegna dei prodotti avverrà entro i termini (o le date) di consegna espressi dal Venditore nella conferma dell'ordine. In caso di difformità tra i termini (o le date) di consegna richiesti dal Cliente/Rivenditore e riportati nella conferma d'ordine come mero riferimento, e i termini (o le date) di consegna previsti dal Venditore, questi ultimi prevarranno.
- **5.5** Orthopedic Service S.r.l.s. può fornire i prodotti in conto visione, salvo espressa sottoscrizione del "Modulo Richiesto Visione" che regola questa modalità commerciale e fatta salva la disponibilità della merce per questa tipologia di servizio.

6. PAGAMENTI

- **6.1** I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente/Rivenditore secondo le modalità indicate dal Venditore nell'offerta, nella conferma dell'ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate dal Venditore al Cliente/Rivenditore.
- **6.2** Le modalità ed i termini di pagamento sono indicate nella conferma d'ordine. In mancanza, il pagamento deve intendersi dovuto prima della consegna. I termini di pagamento sono tassativi e Orthopedic Service S.r.l.s. non accetta sconti, ribassi o arrotondamenti.
- **6.3** I pagamenti devono effettuarsi presso la sede di Orthopedic Service S.r.l.s., o presso una delle Banche dalla medesima indicate. Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati determinerà l'applicazione, sulla somma dovuta, degli interessi moratori al tasso legale, calcolati in base a quanto stabilito dal D.lgs. n. 231 del 2002, senza necessità di formale costituzione in mora.
- **6.4** Il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza di una fattura del Venditore, il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale o economica del Cliente/Rivenditore e ogni altro fatto costituente inadempimento del Cliente/Rivenditore, comporteranno la decadenza del Cliente/Rivenditore dai termini accordati per il pagamento dei prodotti. Il Venditore avrà, pertanto, il diritto di agire immediatamente per il recupero dei crediti esistenti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o di formalità. Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo del Cliente/Rivenditore per vizi o difetti dei prodotti non potrà, in alcun caso, dare diritto al Cliente/Rivenditore alla sospensione o ritardo dei pagamenti.

7. GARANZIA

- **7.1** Orthopedic Service Srls concede al Cliente/rivenditore e al cliente finale che sia un imprenditore o un operatore professionale, una garanzia generica per i difetti di fabbricazione per i suoi prodotti, della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della fattura. La garanzia consiste e si limita alla riparazione o sostituzione del componente o dei singoli pezzi difettosi, che impediscano il buon funzionamento del prodotto e sempre che si tratti di difetti esistenti sin dall'origine
- **7.2** Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei prodotti dovrà essere ricevuta dal Venditore, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di consegna dei prodotti al Cliente/Rivenditore, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti che non possano essere accertati con l'ordinaria diligenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta. La garanzia per vizi ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla consegna del bene.
- 7.3 Il Venditore si riserva di esaminare previamente i prodotti per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile a propria responsabilità; in tal caso, il Venditore s'impegna, a proprio insindacabile giudizio, a riparare o sostituire i prodotti che il Venditore riconosca come difettosi; ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dal Cliente/Rivenditore, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo al Venditore per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da e/o connessi ai vizi o difetti dei prodotti
- **7.4** La garanzia decade se il Cliente/Rivenditore non osserva le condizioni di pagamento ovvero se i guasti lamentati risultano originati da fatti del Cliente/Rivenditore stesso, da suoi dipendenti o da terze persone.
- 7.5 Il Venditore non sarà responsabile per vizi, difetti o mancanza di qualità dei prodotti derivanti da
- i) vizi e difetti o mancanze delle materie prime e dei materiali o componenti forniti dallo stesso Cliente/Rivenditore e/o approvvigionati dal Venditore su istruzioni di quest'ultimo,
- ii) montaggio o installazione dei prodotti non corretto,
- iii) utilizzo improprio dei prodotti da parte del Cliente/Rivenditore,
- iv) riparazioni, manomissioni o modifiche apportate ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del venditore,
- v) negligenza o imperizia del Cliente/Rivenditore e/o di clienti del Cliente/Rivenditore ovvero
- vi) normale usura, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione dei prodotti, l'utilizzo di agenti aggressivi.
- 7.6 La garanzia non copre:
- a. le verifiche periodiche, la manutenzione, la riparazione o sostituzione di parti dovuta alla normale usura;
- b. i costi ed i rischi di trasporto legati;
- c. i danni a questo e ad altri eventuali prodotti derivanti da errato montaggio, uso
- d. improprio o comunque non specificato nel manuale d'uso.
- **7.7** La garanzia si estende per 24 (ventiquattro) mesi ma tutti i componenti meccanici e/o elettrici sottoposti ad usura sono coperti per 12 (dodici) mesi, le batterie invece per 6 (sei) mesi dalla data di fattura.

8. RESO DEI PRODOTTI

8.1 Salvo casi specifici e accettati per iscritto, Orthopedic Service S.r.l.s. non accetta resi di prodotti.

9. FORZA MAGGIORE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1 Il Venditore non sarà responsabile nei confronti del Cliente/Rivenditore per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo del Venditore quali, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo, azioni sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, guerre, disordini di piazza, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori dovute ad accadimenti al di fuori del ragionevole controllo degli stessi fornitori.

9.2 Le garanzie e responsabilità del Venditore, derivanti da/e in relazione ai contratti conclusi sulla base delle presenti Condizioni Generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave del Venditore, quest'ultimo non avrà, pertanto, alcuna altra responsabilità in relazione ai prodotti e, in nessun caso, sarà responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) derivanti dall'acquisto dei prodotti stessi.

10. Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E NORMATIVA ITALIANA VIGENTE IN MATERIA

La nostra Società, per espletare la sua attività, ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito, il "Regolamento"), nonché della normativa italiana vigente in materia, forniamo di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali-appartenenti alla categoria dei dati comuni e sensibili-saranno da Noi trattati:

per esigenze precontrattuali e contrattuali, per la prestazione dei servizi previsti dai contratti;

per esigenze di tipo amministrativo-contabile, operativo e gestionale relative alla Ns. attività e di controllo dell'andamento delle relazioni con i clienti; per adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali o di altra natura, a regolamenti o a norme comunitarie; per inviare informative commerciali e promozionali, di cortesia e questionari per la valutazione della soddisfazione del cliente e la sua qualificazione

2. Natura del conferimento e base giuridica

Il conferimento dei dati per la finalità lett. d), non è obbligatorio pertanto l'eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza se non l'impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro servizio nei vostri confronti, nonché di mantenere aggiornata la vostra informazione sugli sviluppi della nostra offerta, mentre il mancato conferimento dei dati per tutte le altre finalità comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o la sua prosecuzione.

Con riferimento al trattamento di cui:

- 1. al precedente paragrafo 1 punto a); b) la relativa base giuridica risiede nelle necessità di ottemperare agli obblighi contrattualmente assunti e la prestazione dei servizi richiesti;
- 2. al precedente paragrafo 1 punto c) la relativa base ajuridica risiede nell'adempimento di obblighi normativi;
- 3. al precedente paragrafo 1 punti d), la relativa base giuridica risiede nel consenso, fatta eccezione per le comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli già acquistati e/o sottoscritti dal cliente per le quali il trattamento si basa su un legittimo interesse del Titolare;

3. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità su esposte avviene con modalità sia automatizzate (supporto elettronico) sia non automatizzate (supporto cartaceo), nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dal Regolamento, dai regolamenti conseguenti e da apposite disposizioni interne.

4. Categorie di destinatari

I dati personali verranno trattati da soggetti terzi fornitori di servizi nominati Responsabili dal Titolare del trattamento e da dipendenti o collaboratori della Ns. società, in qualità di soggetti autorizzatati al trattamento dei dati personali e a ciò istruiti dal titolare del trattamento, nell'ambito delle loro rispettive funzioni lavorative. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare contattando direttamente il Titolare, come indicato al successivo paragrafo 5. In particolare, a: società del gruppo, società, collaboratori e professionisti esterni per specifici servizi tecnico-commerciali, legali e amministrativo – contabili in esecuzione delle misure precontrattuali e/o degli obblighi contrattuali, alla rete vendita (agenti, concessionari, distributori, ecc..), a subfornitori, subappaltatori; ad uffici ed enti pubblici per adempimenti di legge e per la partecipazione a gare d'appalto, a Istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti, alla magistratura, alle Forze di Polizia e alle altre Autorità pubbliche, ad ASL, Regioni ed altri enti pubblici per l'erogazione di contributi.

5. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è: ORTHOPEDIC SERVICE SRLS., avente sede in Via Cesare Battisti 5002-74121 Taranto. Potrà in qualsiasi momento contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Titolare per la protezione dei dati, a uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo segreteria@orthopedicservice.it ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

11. Legge Applicabile - Foro Competente - Lingua

- 11.1 Le presenti Condizioni generali e i contratti di vendita di cui il Venditore sia parte sono in ogni dove, regolati dalla legge della Repubblica italiana
- 11.2 Il contratto di vendita sarà regolato ed interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana.
- **11.3** Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa ai rapporti di compravendita o fornitura, alla loro instaurazione, esecuzione o cessazione, sarà esclusivamente competente il Foro di Taranto
- 11.4 Le presenti Condizioni generali di fornitura sono redatte in lingua italiana



Visita il nostro sito www.orthopediservice.it



Contatti:
TEL. 099 7762635 / Fax: 099 9940777
info@ricercaabile.it
segreteria@orthopedicservice.it
direzione@orthopedicservice.it